



LAUDA COMMAND APP

Intuitive Gerätesteuerung via Smartphone, Tablet und PC


LAUDA Command und Command Professional App

Temperierung mit einem Fingertipp

Erleben Sie eine neue Ära der Gerätesteuerung, welche die Effizienz steigert und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellt. Die LAUDA Command App ist Ihr zuverlässiger Partner für eine nahtlose Integration und optimierte Performance Ihrer Temperierlösungen. Aufstellungsort und Bedienung werden entkoppelt und so ein standortunabhängiger Zugriff ermöglicht. Mit erweiterten Funktionen bietet die LAUDA Command Professional App angepasste Einstellungsmöglichkeiten, Analysefunktionen und anspruchsvolle Steuerungsoptionen.

Download


Kostenfreie Bereitstellung der App unter:



LAUDA Command App

Präzise Temperierung in einer Hand

Egal ob Smartphone, Tablet oder PC – die App (iOS, Windows, Android) ermöglicht es, jederzeit und von überall innerhalb des Firmennetzwerkes Temperatursollwerte einzustellen, Temperierprozesse zu starten oder zu stoppen und individuelle Einstellungen für LAUDA Geräte vorzunehmen.



LAUDA Command (kostenlos)

- **Geräteauswahl:** Einfache Auswahl des verwendeten Geräts
- **Temperatursollwert:** Direkte Eingabe des Temperatur-Sollwerts (T_{set})
- **Änderung von Parametern:** Je nach Anwendung können individuelle Regelgrößen, Regelparameter, Niveauparameter, Stellgrößen als auch Temperaturgrenzen gesetzt werden
- **Meldungen:** Alle ggf. am Gerät ausgelösten Alarmer, Fehlermeldungen und Warnungen stehen in der App zur Verfügung
- **Grundeinstellungen:** Verwaltung von Sprache, Temperatureinheiten und vieles mehr mit wenigen Klicks
- **Standby/Betrieb:** Gerät einschalten/ausschalten (Stand-by) dank intuitiver Steuerung

| Gerätelinien | Embedded Vers. |
|--------------|----------------|
| Integral IN | ab 1.52 |
| Variocool* | ab 1.76 |
| Universa | alle Versionen |

* Ethernet Modul Advanced (LRZ 930) erforderlich



LAUDA Command App

LAUDA Command Professional App

Exzellenz in der Temperatursteuerung

Die erweiterten Funktionen, die über die LAUDA Command App hinausgehen, erleichtern Trends zu erkennen, Anpassungen vorzunehmen und eine hohe Reproduzierbarkeit von Temperierprozessen sicherzustellen. Erstellen und Verwalten von zeitgesteuerten Temperaturprofilen, intuitive Visualisierung von Temperaturdaten als auch eine lückenlose Datenaufzeichnung sind die tragenden Elemente der LAUDA Command Professional App.



LAUDA Command Professional

- **Alle Vorteile von LAUDA Command**
- **Programmgeber:** Der Programmgeber erlaubt das Programmieren, Speichern und Starten eines Temperatur-Zeit-Programmes. Es können fünf unterschiedliche Programme gespeichert werden, die sich exportieren und auf anderen Geräten importieren lassen
- **Grafischer Temperaturverlauf:** Temperaturverläufe können grafisch angezeigt werden und als Bilddateien exportiert werden
- **Datenaufzeichnung:** Mess- und Sollwerte, welche im grafischen Temperaturverlauf zur Verfügung stehen, können aufgezeichnet und für weitere Analysen oder Berichterstattungen exportiert werden
- **Durchflussregelung:** Bei Temperiergeräten können in Kombination mit der LAUDA Durchflussregelung (MID 80, FC 80 C) Volumenströme eingestellt und angezeigt werden

Bestellnummer: D000089

| Gerätelinie | Embedded Vers. |
|-------------|------------------|
| Integral IN | ab 1.57 aufwärts |
| Universa | alle Versionen |

LAUDA Command Professional App



Bedienen Sie Ihre LAUDA Temperierlösung direkt von Ihrem mobilen Endgerät oder PC aus. Die LAUDA Command App ist schnell installiert und leicht eingerichtet.



Der Zugriff auf die Geräte ist mit höchsten Sicherheitsstandards wie Zweifaktor-Authentifizierung und HTTPS geschützt.



Die App-Kompatibilität wird kontinuierlich für weitere Gerätelinien ausgerollt. Es erfolgt eine stetige Entwicklung von zusätzlichen innovativen Funktionen, um die App-Funktionalität zu erweitern.

Ihr LAUDA Temperiergerät direkt von einem mobilen Endgerät oder PC aus starten: Mit der LAUDA Command App können Sie Ihr Gerät bequem und vielseitig konfigurieren und bedienen.

Folgende Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der
LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG:
LAUDA Microcool®, LAUDA Universa®, LAUDA Variopumpe®,
Kryomat®, Kryopac®, Mobifreeze®, Ultratemp®, Variocool®

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • Deutschland
www.lauda.de

