


Fiche produit

Hublot d'inspection LWZ 140, LWZ 141

Accessoire pour Integral



Fabricant :

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG

Laudaplatz 1

97922 Lauda-Königshofen

Allemagne

Tél.: +49 (0)9343 503-0

Courriel : info@lauda.de

Internet : <https://www.lauda.de>

Traduction de l'original

Q4DA-E.17-007, 1, fr_FR 22/5/2024 © LAUDA 2024

Fiche produit Hublot d'inspection en acier inoxydable




Fig. 1 : Hublot d'inspection

Données techniques

Hublot d'inspection en acier inoxydable LWZ 140
Raccord : M30 x 1,5

Hublot d'inspection en acier inoxydable LWZ 141
Raccord : M38 x 1,5

Indication	Valeur	Unité
Plage de pression admissible PS	-0,5 – 12	bar
Plage de température de fonctionnement TS	-40 – 140	°C



Le hublot ne doit pas être utilisé en dehors des plages approuvées.

Fabricant :

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG • Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen

Tél.: +49 (0)9343 503-0

Courriel : info@lauda.de • Internet : <https://www.lauda.de>