

## PRODUKTDATENBLATT

### TherMOstat 500



Arbeitstemperatur min.  
0 °C



Arbeitstemperatur max.  
50 °C

Technische Merkmale	TherMOstat 500
Arbeitstemperatur min.	0 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Temperaturkonstanz	0.1 ±K
Anwendung	Extern
Heizleistung	1 kW
Kälteleistung bei 20 °C	0.25 kW
Badtiefe	390 mm
Nutztiefe	374 mm
Abmessungen (BxTxH) in mm	310x346x557

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de · www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser