

## PRODUKTDATENBLATT

### Hydro H 8

Die Wasserbäder der LAUDA Hydro Reihe sind für jede Anwendung im Labor optimal ausgestattet und sorgen für eine homogene Temperaturverteilung ohne lokale Überhitzungen. LAUDA Hydro Wasserbäder mit präziser Temperaturverteilung und optionaler Umwälzung sind für die Bedürfnisse von biologischen, medizinischen oder biochemischen Laboratorien ausgelegt.



Arbeitstemperatur min.  
25 °C



Arbeitstemperatur max.  
100 °C

Technische Merkmale	Hydro H 8
Arbeitstemperatur min.	25 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Umgebungstemperatur min.	10 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Temperaturkonstanz	0.1 ±K
Anwendung	Im Bad
Heizleistung	1 kW
Badvolumen max.	8 L
Badöffnung Breite	245 mm
Badöffnung Tiefe	200 mm
Badtiefe	165 mm
Abmessungen (BxTxH) in mm	340x395x275

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de · www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser