

## PRODUCT DATA SHEET

### Hydro H 20 SOW

Shaking water baths of the LAUDA Hydro series move samples in the laboratory with a linear or orbital shaking movement, depending on the model. LAUDA Hydro shaking water baths are reliable companions for continuous operation in daily laboratory work.



Working temperature min.  
25 °C



Working temperature max.  
80 °C

| Technical Attributes                        | Hydro H 20 SOW       |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Working temperature min.                    | 25 °C                |
| Working temperature with water cooling min. | 10 °C                |
| Working temperature max.                    | 80 °C                |
| Ambient temperature min.                    | 10 °C                |
| Ambient temperature max.                    | 40 °C                |
| Temperature stability                       | 0.1 ±K               |
| Application                                 | Inside the bath      |
| Heater power                                | 1.5 kW               |
| Bath volume max.                            | 20 L                 |
| Bath opening width                          | 450 mm               |
| Bath opening depth                          | 300 mm               |
| Bath depth                                  | 160 mm               |
| Dimensions (WxDxH) in mm                    | 632 x 500 x 390      |
| Shaking motion                              | orbital              |
| Shaking frequency min.                      | 10 min <sup>-1</sup> |

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE  
  
T +49 (0) 9343 503-0 • F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069  
  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUCT DATA SHEET

### Hydro H 20 SOW

| Technical Attributes   | Hydro H 20 SOW        |
|------------------------|-----------------------|
| Shaking frequency max; | 250 min <sup>-1</sup> |
| Shaking amplitude      | 14 mm                 |

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE  
  
T +49 (0) 9343 503-0 • F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069  
  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSE Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobse