

PRODUKTDATENBLATT

VS 15 O

Die geräuscharmen Varioshake Kreisschüttler eignen sich für das sanfte, schnelle oder energische Schütteln von runden Gefäßen wie etwa Erlenmeyerkolben oder Petrischalen. Je nach Modell verfügen Sie über eine einfach zu bedienende analoge oder digitale Steuerung.



Technische Merkmale	VS 15 O
Umgebungstemperatur min.	10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Bewegungstisch Breite	450 mm
Bewegungstisch Tiefe	450 mm
Lastaufnahme max.	15 kg
Schüttelamplitude	30 mm
Schüttelfrequenz min.	20 min ⁻¹
Schüttelfrequenz max.	300 min ⁻¹
Bewegungsart	kreisend
Timer	1 min. - 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
Abmessungen (BxTxH) in mm	480x487x160
Gewicht	19.5 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de · www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser