

## PRODUKTDATENBLATT



### VS 15 R

Die geräuscharmen und belastbaren Wippschüttler der Varioshake Gerätelinie überzeugen mit reduziertem Platzbedarf im Labor, lastunabhängiger Drehzahl und einer digitalen Steuerung. Sie sind hervorragend für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Merkmale	VS 15 R
Umgebungstemperatur min.	10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Bewegungstisch Breite	450 mm
Bewegungstisch Tiefe	450 mm
Lastaufnahme max.	15 kg
Schüttelamplitude	3 Winkelgrade zur Waagrechten
Schüttelfrequenz min.	2 min <sup>-1</sup>
Schüttelfrequenz max.	50 min <sup>-1</sup>
Bewegungsart	wippend
Timer	1 min. - 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
Abmessungen (BxTxH) in mm	480x487x160
Gewicht	19.5 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de · www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser