

PRODUCT DATA SHEET

Alpha A 12

The heating thermostats A 6, A 12 and A 24 operate in the temperature range between 25 and 100 °C. As for the immersion thermostat, cooling coil and pump circulation set and a bath cover set are available as accessories.



Working temperature min.
25 °C



Working temperature max.
100 °C

Technical Attributes

Technical Attributes	Alpha A 12
Working temperature min.	25 °C
Working temperature max.	100 °C
Ambient temperature min.	5 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperature stability	0.05 ±K
Application	external External and inside the bath Inside the bath
Heater power	1.5 kW
Power consumption	1.5 kW
Bath volume min.	8 L
Bath volume max.	12 L
Bath opening width	235 mm
Bath opening depth	161 mm
Bath depth	200 mm
usable depth	180 mm
Dimensions (WxDxH) in mm	270x332x420

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de · www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Alpha A 12

Technical Attributes	Alpha A 12
Pump pressure max.	0.2 bar
Pump flow max. (pressure)	15 L/min

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen
Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · DE

T +49 (0) 9343 503-0 · F +49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de · www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim · HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser