

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2023-07-09

Einsatzgestell aus Edelstahl RQ 30
für 10 Gläser, Ø 24-30 mm, 110 mm ET
Best.-Nr.: UG 108

Leistungsmerkmale

- Für komfortables Handling in Badthermostaten und Wasserbädern
- Einsatzgestell mit Kunststoffgriff(en) für eine Temperatur bis 100 °C
- passend für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 24 - 30 mm
- Bodenabstand: 60 mm

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	190 x 95 x 203 mm
Material	Edelstahl
Anzahl Proben	10
Eintauchtiefe	110 mm

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 • F + 49 (0) 9343 503-222
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser