

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-21

Bastidor de inserción
con 5 aberturas Ø31 mm
N.º de pedido: A000016

Características de rendimiento

- Bastidor de acero inoxidable para tubos de ensayo
- Dos asas de sujeción que sobresalen de la superficie del agua permiten una colocación y retirada sin esfuerzo.
- Altura del asidero: 108 mm
- Distancia entre los niveles del estante: 28 mm



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	230 x 47 x 185 mm
Número de muestras	5
Material	Acero inoxidable
Peso	0.30 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser