

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-03-22

Support pour tubes à essai en acier inoxydable  
avec 20 ouvertures Ø13 mm  
Numéro d'article: A000017

### Caractéristiques

- Support de tubes à essai en acier inoxydable
- Adapté aux tubes à essai Ø12 mm
- Deux poignées s'étendant de la surface de l'eau permettent un placement et un retrait faciles.
- Hauteur des poignées : 108 mm
- Distance du bas : 28 mm



### Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

230 x 47 x 185 mm

Matériau

Acier inoxydable

Nombre d'échantillons

20

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser