

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-07-21

Milchflaschengestell
mit 12 Öffnungen, Ø 56 mm
Best.-Nr.: A000022

Leistungsmerkmale

- Reagenzglas Gestell aus rostfreiem Edelstahl
- Zwei Haltegriffe, die aus der Wasseroberfläche herausragen, ermöglichen das mühelose Einsetzen und Herausnehmen.
- Griffhöhe: 108 mm
- Bodenabstand: 54 mm
- Öffnungen: 4 x 3 Öffnungen Durchmesser 56 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

240 x 195 x 185 mm

Außendurchmesser

56 mm

Anzahl Proben

12

Material

Edelstahl

Gewicht

0.67 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser