

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-07-21

Support pour bouteilles de lait  
avec 12 perforations Ø 56 mm  
Numéro d'article: A000022

### Caractéristiques

- Support de tubes à essai en acier inoxydable
- Deux poignées s'étendant de la surface de l'eau permettent un placement et un retrait faciles.
- Hauteur des poignées : 108 mm
- Distance du bas : 54 mm
- Ouvertures : 4 x 3 ouvertures, diamètre 56 mm



### Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

240 x 195 x 185 mm

Diamètre extérieur

56 mm

Nombre d'échantillons

12

Matériau

Acier inoxydable

Poids

0.67 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser