

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-03-22

### Bandeja de agitación

N.º de pedido: A000023

#### Características de rendimiento

- Estante de acero inoxidable.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y para el montaje de los soportes A000032 y A000033.
- Agujeros: 23 x 21 agujeros
- Placa perforada: 12 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm
- Dos asas de sujeción que sobresalen de la superficie del agua permiten una colocación y retirada sin esfuerzo.
- Al utilizar el estante se reduce la profundidad útil 15 mm: Profundidad útil: 175 mm



#### Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	450 x 300 x null mm
Anchura superficie de apoyo útil	400 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	256 mm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser