

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Support pour tubes à essai
pour 20 tubes, Ø 12-17 mm, pour étagère A000023
Numéro d'article: A000032

Caractéristiques

- Adapté aux tubes à essai Ø12 - 17 mm, par ex. 15 mL Falcons
- La partie perforée peut pivoter de 90 ° et est équipée de ressorts de pression pour un maintien ferme.
- Le support doit être vissée sur un plateforme, par exemple, le plateforme agitateur de la série Hydro A000023.
- Support de tubes à essai en acier inoxydable



Données techniques

Poids

0.52 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser