

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-16

Support pour Falcon-Tubes 50 ml
max. 12 tubes

Numéro d'article: A000033

Caractéristiques

- Adapté aux tubes à essai Ø25 - 29 mm, par ex. 50 mL Falcons
- La partie perforée peut pivoter de 90 ° et est équipée de ressorts de pression pour un maintien ferme.
- Les racks doivent être vissés sur un plateau, par exemple sur le plateau d'agitation A000044 à A000047 de la série Varioshake. Ne convient pas pour une utilisation dans des bains-marie agités.
- Support de tubes à essai en acier inoxydable



Données techniques

Poids

0.60 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser