

## FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Support pour tubes à essai  
pour 12 tubes, Ø 25-29 mm, pour étagère A000023  
Numéro d'article: A000033

### Caractéristiques

- Adapté aux tubes à essai Ø25 - 29 mm, par ex. 50 mL Falcons
- La partie perforée peut pivoter de 90 ° et est équipée de ressorts de pression pour un maintien ferme.
- Le support doit être vissée sur un plateforme, par exemple, le plateforme agitateur de la série Hydro A000023.
- Support de tubes à essai en acier inoxydable



### Données techniques

Poids

0.60 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser