

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Esterilla antideslizante - mesa vibratoria/estante

200 x 200 mm, recortable

N.º de pedido: A000041

### Características de rendimiento

- Una solución universal para sujetar la mayoría de los recipientes a la plataforma o bandeja de agitación
- Máx. velocidad de agitación de hasta 250 rpm, dependiendo de la forma y el peso del recipiente, así como de la amplitud de agitación
- Rango de temperatura de funcionamiento 15 a 60 °C

### Características técnicas

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensiones (an x pr x al)    | 200 x 200 x null mm |
| Rango de temperatura ambiente | 15 ... 60 °C        |
| Peso                          | 0.21 kg             |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser