

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-16

Tapis adhésif, noir, 200 x 200 mm,
peut être coupé à la taille
Numéro d'article: A000041

Caractéristiques

- Une solution universelle pour fixer la plupart des différents récipients sur la plate-forme ou le plateau d'agitation
- Max. vitesse d'agitation jusqu'à 250 tr/min, en fonction de la forme et du poids du récipient ainsi que de l'amplitude d'agitation
- Plage de température de fonctionnement 15 à 60 °C

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	200 x 200 x null mm
Gamme de température ambiante	15 ... 60 °C
Poids	0.21 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser