


## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-12-03

Bandeja agitadora para agitadores  
para todos los tipos de aparatos VS 8  
N.º de pedido: A000044

### Características de rendimiento

- Estante de acero inoxidable.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y embudos de decantación, así como el montaje de los soportes A000059 y A000060.
- Placa perforada: 12 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm



### Características técnicas

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones anchura                  | 330 mm            |
| Dimensiones profundidad              | 330 mm            |
| Dimensiones (an x pr x al)           | 330 x 330 x 10 mm |
| Anchura superficie de apoyo útil     | 316 mm            |
| Profundidad superficie de apoyo útil | 316 mm            |
| Material                             | Acero inoxidable  |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser