


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Bandeja de agitación
para baño maría agitado
N.º de pedido: A000044

Características de rendimiento

- Estante de acero inoxidable.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y embudos de decantación, así como el montaje de los soportes A000059 y A000060.
- Placa perforada: 12 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm



Características técnicas

Dimensiones anchura	330 mm
Dimensiones profundidad	330 mm
Dimensiones (an x pr x al)	330 x 330 x 10 mm
Anchura superficie de apoyo útil	316 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	316 mm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser