


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16

Bandeja agitadora para agitadores
VS 15 e incubador agitador VS 60 OI
N.º de pedido: A000045

Características de rendimiento

- Estante de acero inoxidable.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y embudos de decantación, así como el montaje de los soportes A000059 y A000060.
- Agujeros: 33 x 33 agujeros
- Placa perforada: 12 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

450 x 450 x null mm

Anchura superficie de apoyo útil

388 mm

Profundidad superficie de apoyo útil

388 mm

Material

Acero inoxidable

Peso

1.30 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser