


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-12-03

Bandeja agitadora para agitadores
VS 15 e incubador agitador VS 60 OI
N.º de pedido: A000045

Características de rendimiento

- Estante de acero inoxidable.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y embudos de decantación, así como el montaje de los soportes A000059 y A000060.
- Agujeros: 33 x 33 agujeros
- Placa perforada: 12 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

450 x 450 x 10 mm

Anchura superficie de apoyo útil

388 mm

Profundidad superficie de apoyo útil

388 mm

Material

Acero inoxidable

Peso

1.30 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser