

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-12-03

Bandeja agitadora para aparatos agitadores VS 30 ○
e incubador de agitación VS 150 ○I
N.º de pedido: A000047

Características de rendimiento

- Estante de aluminio anodizado.
- El estante cuenta con cuatro barras de soporte (longitud: 150 mm) para la sujeción segura de accesorios.
- Con placa perforada para la sujeción de pinzas para matraces de Erlenmeyer y para el montaje de los soportes A000059 y A000060.
- Agujeros: 11 x 9 agujeros
- Placa perforada: 55 mm, diámetro de los agujeros: 4,2 mm



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)	670 x 537 x 3 mm
Anchura superficie de apoyo útil	554 mm
Profundidad superficie de apoyo útil	447 mm
Peso	2.90 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser