

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Einsatzgestell für 24 Reagenzgläser

Länge: 75 - 160 mm, Ø 12-17 mm

Best.-Nr.: A000059

Leistungsmerkmale

- passend für Reagenzgläser Ø12 - 17 mm, z.B. 15 mL Falcons
- Das Lochteil ist um 90 ° schwenkbar und mit Andruckfedern für einen festen Halt ausgestattet.
- Das Gestell muss auf ein Tablar aufgeschraubt werden, z.B. eins der Schütteltablare A000044 bis A000047 der Serie Varioshake. Nicht geeignet für den Einsatz in Schüttelwasserbädern.
- Reagenzglas Gestell aus rostfreiem Edelstahl



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

340 x 60 x 80 mm

Anzahl Proben

24

Gewicht

0.61 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser