


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16

Soporte para tubos de ensayo para máx. 24 vasos
12 - 17 mm Ø, longitud 75 - 160 mm
N.º de pedido: A000059

Características de rendimiento

- Adecuado para tubos de ensayo Ø12-17 mm, p. ej., Falcons de 15 ml
- La pieza perforada puede girarse 90° y cuenta con muelles de compresión para una sujeción firme.
- Las rejillas se deben atornillar a una bandeja, por ejemplo a la bandeja de agitación A000044 a A000047 de la serie Varioshake. No apto para uso en baños de agua con agitación.
- Bastidor de acero inoxidable para tubos de ensayo



Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

340 x 60 x 80 mm

Número de muestras

24

Peso

0.61 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser