

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29


Suport pour 24 tubes à essai

Longueur: 75 - 160 mm, Ø 12-17 mm

Numéro d'article: A000059

Caractéristiques

- Adapté aux tubes à essai Ø12 - 17 mm, par ex. 15 mL Falcons
- La partie perforée peut pivoter de 90 ° et est équipée de ressorts de pression pour un maintien ferme.
- Le support doit être vissé sur une plateforme, par exemple l'une des plateformes agitatrices de la série Varioshake A000044 à A000047. Ne convient pas à une utilisation dans les bains-marie agitateurs.
- Support de tubes à essai en acier inoxydable



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

340 x 60 x 80 mm

Nombre d'échantillons

24

Poids

0.61 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobsey (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobsey