

PRODUKTDATENBLATT


Stand: 2026-01-08

Werkszertifikat für Versafreeze/Mobifreeze

Best.-Nr.: A000146

Leistungsmerkmale

- Das Werkzertifikat dokumentiert detailliert die räumliche und zeitliche Temperaturkonstanz des spezifischen LAUDA Tiefkühlgeräts (bei einer vorzugebenden Temperatur) über 72 Stunden.
- Alle Messdaten werden im Werk über eine kalibrierte Messstrecke ermittelt und langfristig archiviert.
- Positionierung von 9 Fühlern auf drei Ebenen im leeren Nutzraum.
- Erstellung eines detaillierten Protokolls inkl. Kopie des Kalibrierzertifikats der Messmittel.
- Mit diesem gerätespezifischen Werkzertifikat können unsere Kunden u. a. die Güte der Tiefkühlgeräte und der Lagerbedingungen belegen, wenn sie besonderen Zulassungsrichtlinien, z. B. der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, entsprechen müssen.



Technische Merkmale

Gewicht

0.02 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser