

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-09-07

Manguera de silicona
ID 1/2", longitud: 35 ft
N.º de pedido: A000185



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento	-54 ... 177 °C
Longitud	1.067 cm
Diámetro interior	12,7 mm
Diámetro exterior	22,2 mm
Material	Silicona

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser