

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-29

Frein de température
pour enregistreur de données LOG100CRYO (A001383)
Numéro d'article: A001384

Caractéristiques

- Ralentisseur de température en aluminium pour montage dans les congélateurs
- Un capteur de surveillance peut être fixé directement dans l'un des trous du ralentisseur de température. Cela évite les alarmes prématurées lors d'une brève ouverture de la porte/du couvercle
- Trois trous Ø 3,5 mm / 4,2 mm / 5 mm, chacun avec un trou pour une vis de blocage



Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

60 x 25 x 25 mm

Poids

0.20 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser