

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Einschub für Tiefkühltruhen 556 l und 754 l
für 37 Testplatten
Best.-Nr.: A001400

Leistungsmerkmale

- Bad-/Umwälzthermostat mit einfachster Handhabung und integriertem Kühlsystem
- Proprietäres CAN Protokoll basierend auf zwei frei konfigurierbaren Botschaften mit gemultiplexten Signalen
- Einfach und unkompliziert für temporären Einsatz bei Projekten, für Demo und Erprobungsprozesse

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

91 x 140 x 746 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

1.40 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser