

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-16

Rack pour congélateurs coffre 556 et 754 l,
pour 37 microplaques
Numéro d'article: A001400

Caractéristiques

- Bain thermostaté de manipulation simple avec réfrigération intégrée
- Protocole CAN propriétaire basé sur deux messages librement configurables avec des signaux multiplexés
-

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)	91 x 140 x 746 mm
Matériau	Acier inoxydable
Poids	1.40 kg

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser