


PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Einschub für Tiefkühlschränke 583 l
für 8 Boxen (136 x 136 x 75 mm)
Best.-Nr.: A001402

Leistungsmerkmale

- Beispielfoto, Bild zeigt nicht den tatsächlichen Artikel
- Für 2(H) x 4(T) Boxen max. 136 x 136 x 78 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

142 x 565 x 164 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

1,20 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser