


PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-09-16

Einschub für Tiefkühlschränke 583 l
für 4 Boxen (136 x 136 x 130 mm)
Best.-Nr.: A001403

Leistungsmerkmale

- Beispielfoto, Bild zeigt nicht den tatsächlichen Artikel
- Für 1(Höhe) x 4(Tiefe) Boxen max. 136 x 136 x 133 mm



Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

142 x 565 x 139 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

2.00 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser