


## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Einschub für Tiefkühlschränke 731 l  
für 10 Boxen (136 x 136 x 75 mm)  
Best.-Nr.: A001405

### Leistungsmerkmale

- Beispielfoto, Bild zeigt nicht den tatsächlichen Artikel
- Für 2(Höhe) x 5(Tiefe) Boxen max. 136 x 136 x 78 mm



### Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

142 x 705 x 164 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

2.15 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser