

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2025-09-16

Storage rack w. drawers for upright freezers 583 l
for 12 boxes (136 x 136 x 50 mm)
Part Number: A001410

Features

- For 3(Height) x 4(Depth) boxes max. 136 x 136 x 53 mm



Technical Features

Overall dimensions (WxDxH)

145 x 580 x 173 mm

Material

Stainless steel

Weight

3.00 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser