


## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

Einschub mit Schubladen für Tiefkühlschränke 583 l  
für 4 Boxen (136 x 136 x 130 mm)  
Best.-Nr.: A001412

### Leistungsmerkmale

- Für 1(Höhe) x 4(Tiefe) Boxen max. 136 x 136 x 133 mm



### Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

145 x 580 x 142 mm

Material

Edelstahl

Gewicht

1.50 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser