

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Riel estándar

Longitud: 394 mm

N.º de pedido: A001666

Características de rendimiento

- adecuado para U 8, U 420
- Juego compuesto por un raíl estándar con tapas y dos distanciadores para el montaje en el borde de la bañera de los termostatos de laboratorio
- Capacidad de carga (estática): 10 kg
- Se adjuntan instrucciones de montaje.



Características técnicas

Material

Acero inoxidable

Peso

0.33 kg



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser