

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-12-09

Normschiene

Länge: 474 mm

Best.-Nr.: A001668

### Leistungsmerkmale

- passend für U 635, U 830
- Set bestehend aus Normschiene mit Endkappen und zwei Abstandshaltern zur Montage am Badrand der Laborthermostate
- Traglast (statisch): 10 kg
- Montageanleitung liegt bei.



### Technische Merkmale

Material

Edelstahl



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser