

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-16

Barandilla estándar

Longitud: 604 mm

N.º de pedido: A001671

Características de rendimiento

- adecuado para U 890, U 1625, U 1635, U 1645, U 4230
- Juego compuesto por un raíl estándar con tapas y dos distanciadores para el montaje en el borde de la bañera de los termostatos de laboratorio
- Capacidad de carga (estática): 10 kg
- Se adjuntan instrucciones de montaje.



Características técnicas

Material

Acero inoxidable



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser