

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-16

Rail normalisé

longueur : 604 mm

Numéro d'article: A001671

Caractéristiques

- convient pour U 890, U 1625, U 1635, U 1645, U 4230
- Kit comprenant un rail normalisé avec embouts et deux entretoises pour le montage sur le bord du bain des thermostats de laboratoire
- Charge admissible (statique) : 10 kg
- Instructions de montage fournies.



Données techniques

Matériau

Acier inoxydable



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser