

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-03-16

Zylinderförmiger Einsatz
passend für U 20 M und U 2040 M
Best.-Nr.: A001722

Leistungsmerkmale

- 2-Kammerprinzip für konstantes Niveau in der Arbeitskammer
- Hohe zeitliche und räumliche Temperaturstabilität Dank der sich einstellenden laminaren Strömung
- Temperaturstabilität mit Wasser, bei T = 70 °C und Pumpenstufe 5: <0,01 K
- Temperaturhomogenität mit Wasser, bei T = 70 °C und Pumpenstufe 5: <0,01 K
- Zwei Schrauben, von oben zugänglich, zum Nivellieren des Zylindereinsatzes
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung!



Technische Merkmale

Außendurchmesser

184 mm

Innendurchmesser

175 mm

Eintauchtiefe

300 mm

Material

Edelstahl

Serienmäßiges Zubehör

- 1 Baddeckel

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser