

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-03-16

Insert cylindrique
convient pour U 20 M et U 2040 M
Numéro d'article: A001722

Caractéristiques

- Principe de 2 chambres de thermostatisation pour niveau constant dans la cuve de travail
- Grande stabilité de la température dans le temps et dans l'espace grâce à l'écoulement laminaire qui s'établit
- Stabilité thermique avec de l'eau, à T = 70 °C et vitesse de pompe 5: <0,01 K
- Homogénéité de la température avec de l'eau, à T = 70 °C et niveau de pompe 5: <0,01 K
- Deux vis, accessibles par le haut, pour mettre à niveau l'insert cylindrique
- Veuillez respecter les instructions de montage !



Données techniques

Diamètre extérieur	184 mm
Diamètre intérieur	175 mm
Profondeur d'immersion	300 mm
Matériau	Acier inoxydable

Accessoires de série

- 1 couvercle de bain

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser