

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-03-11

Pumpenanschluss-Set
für Universa PRO
Best.-Nr.: A001737

Leistungsmerkmale

- Zur Temperierung externer Anwendungen
- Abstand der Anschlussstutzen: 50 mm
- Die Pumpenstutzen sind mit Verschlussstopfen und Überwurfmutter verschlossen.
- Passende Oliven für Schläuche (AD = 8,5, 11 und 13 mm) sowie Winkeladapter als Zubehör erhältlich.
- Eine Montageanleitung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Technische Merkmale

Material	Edelstahl
Anschluss 1 Gewinde (außen)	M16 x 1
Gewicht	0.23 kg

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069


Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-03-11

Pumpenanschluss-Set
für Universa PRO
Best.-Nr.: A001737



Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser