


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-03-27

Kit de raccordement de pompe Universa PRO
avec olives en acier inoxydable de 11 mm
Numéro d'article: A001738

Caractéristiques

- Pour la thermostatisation d'applications externes
- Toujours monter le raccord de pompe sur le côté droit de la tête de contrôle.
- Distance entre les tubulures de raccordement : 50 mm
- Un tuyau de raccourcissement est fourni pour fermer les raccords de pompe
- Vous trouverez des instructions de montage dans le manuel d'utilisation.



Données techniques

Matériau

Acier inoxydable

Poids

0.21 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser