

# PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-06-03

Baddeckel mit Ringeinsätzen: 5 Öffnungen  
für Badöffnung 200x200 mm  
Best.-Nr.: A001745

### Leistungsmerkmale

- Mit dem Baddeckel können hohe Bechergläser mit einem Nennvolumen zwischen 50 mL und 250 mL eingehängt werden.
- Einfache Positionierung des Baddeckels dank der beiden Bügelgriffe. Kein Werkzeug notwendig!
- Die einzelnen Ringsätze sind vierteilig und aus wärmebeständigem Kunststoff
- Einzelne Ringsätze sind abnehmbar
- Zwei zusätzliche Buchsen für externe Pt100 Temperaturfühler (D = 4 mm und 1,9 mm)
- passend für U 12, U 20, U 1225, U 1245, U 2040

### Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)

232 x 232 x 47 mm

Material

Edelstahl

Ring Nr.	Durchmesser der Öffnung	passend für ein Becherglas	
		mit einem Nennvolumen	mit einem Außendurchmesser
ohne Ring	61 mm	250 mL	60 mm
1	55 mm	150 mL	54 mm
2	49 mm	100 mL	48 mm
3	39 mm	50 mL	38 mm
4*	16 mm	Reagenzglas, Durchmesser 16 mm	

\*Der Gewindeknopf ist abschraubbar, so dass ein Reagenzglas (D = 16 mm) eingesetzt werden kann.

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser