

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-16

Couvercle de bain avec inserts à anneaux 5 ouverts
pour ouverture de bain 200x200 mm
Numéro d'article: A001745

Caractéristiques

- Le couvercle du bain permet d'accrocher des gobelets hauts d'un volume nominal compris entre 50 mL et 250 mL.
- Positionnement facile du couvercle de la salle de bain grâce aux deux poignées en forme d'étrier. Pas besoin d'outils !
- Les jeux d'anneaux individuels sont en quatre parties et en plastique résistant à la chaleur
- Les jeux d'anneaux individuels sont amovibles
- Deux prises supplémentaires pour des sondes de température Pt100 externes (D = 4 mm et 1,9 mm)
- convient pour U 12, U 20, U 1225, U 1245, U 2040

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

232 x 232 x 47 mm

Matériau

Acier inoxydable

Ring Nr.	Durchmesser der Öffnung	passend für ein Becherglas	
		mit einem Nennvolumen	mit einem Außendurchmesser
ohne Ring	61 mm	250 mL	60 mm
1	55 mm	150 mL	54 mm
2	49 mm	100 mL	48 mm
3	39 mm	50 mL	38 mm
4*	16 mm	Reagenzglas, Durchmesser 16 mm	

*Der Gewindeknauf ist abschraubbar, so dass ein Reagenzglas (D = 16 mm) eingesetzt werden kann.

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser