

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-03-18

Tapa de bañera (Universa)
para apertura 300 x 600 mm, de dos piezas
N.º de pedido: A001749

Características de rendimiento

- Tapa para baño de acero inoxidable.
- Tapa de bañera de dos piezas con 2 asas
- Adecuado para U 40

Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

332 x 632 x 52 mm

Material

Acero inoxidable

Peso

4.90 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser