

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Soporte en L
por Mobifreeze M 270
N.º de pedido: A001752

Características de rendimiento

- Soporte en forma de L, perforado, con apertura para asa
- Para asegurar recipientes más grandes, p. ej. bolsas FFt, en el espacio útil
- Recomendado en combinación con la esterilla antideslizante RDP 033

Características técnicas

Dimensiones (an x pr x al)

300 x 200 x 400 mm

Material

Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser