

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2025-09-16

Support en L
pour Mobifreeze M 270
Numéro d'article: A001752

Caractéristiques

- Support en L, perforé, avec ouverture pour poignée
- Pour fixer des récipients plus grands, par exemple des poches FFT, dans l'espace utilisable
- Recommandé en association avec le tapis antidérapant RDP 033

Données techniques

Dimensions hors tout (LxPxH)

300 x 200 x 400 mm

Matériau

Acier inoxydable

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser